

5.6 Lista operativa di controllo

La lista che segue può essere utilizzata come base per redigere una lista operativa di controllo. La scheda deve essere compilata come raccomandato dal programma di lavoro nella sezione “Manutenzione ordinaria”. A mano a mano che le voci sono completate, vanno spuntate.

Lista operativa di controllo Defibtech LIFELINE AED						
N°di serie <i>LIFELINE AED</i> : _____						
Ubicazione <i>LIFELINE AED</i> : _____						
Data:						
Controllare che l'unità e gli accessori non siano danneggiati, sporchi o contaminati. Pulire o sostituire se necessario						
Controllare che vi siano pacchi batteria e elettrodi di scorta						
Controllare che i pacchi batteria e gli elettrodi di scorta non siano scaduti						
Controllare che l'ASI lampeggi verde						
Commenti:						
Ispezionato da: (iniziali o firma)						